



www.dasa.com.br

Av. Juruá, 434
Alphaville, Barueri - SP,
06455-010

INFORMAÇÕES TÉCNICAS PROGRAMA CUIDAR + PAINEL LMA

Exame: FISH - AML1/ETO - Translocação 8:21 [8q21.3/21q22.12]

Material: Sangue periférico ou Medula Óssea

Tubo: Heparina (não centrifugar).

Quantidade: 01 tubo

Volume: 04 ML

Armazenamento: Refrigerado

Estabilidade: 48 horas

Exame: FISH-CBFB/MYH11-Inversao Cromossomo16[16p13.11/16q22.1]

Material: Sangue periférico ou Medula Óssea

Tubo: Heparina (não centrifugar).

Quantidade: 01 tubo

Volume: 04 ML

Armazenamento: Refrigerado

Estabilidade: 48 horas

Exame: Gene Flt3, Pesquisa Da Mutação ITD, Pcr, Sangue/Medula

Material: Sague total ou Medula Ossea

Tubo: EDTA 4 ML

Quantidade: 01 tubo

Volume: 04 ML

Armazenamento: Refrigerado

Estabilidade: 48 horas

COLETA: Necessário o envio da amostra, acompanhado do pedido medico a amostra deve ser coletada em tubo de EDTA tampa roxa com volume entre 4-



www.dasa.com.br

Av. Juruá, 434
Alphaville, Barueri - SP,
06455-010

5ml de sangue total ou aspirado de medula óssea em EDTA. Não enviar amostras coaguladas e/ou hemolisadas.

Exame: Gene Flt3, Pesquisa Da Mutação D835, Pcr, Sangue/Medula

Material: Sangue periférico

Tubo: EDTA 4 ML

Quantidade: 01 tubo

Volume: 04 ML

Armazenamento: Refrigerado

Estabilidade: 48 horas

COLETA: Necessário o envio da amostra, acompanhado do pedido medico a amostra deve ser coletada em tubo de EDTA tampa roxa com volume entre 4-5ml de sangue total ou aspirado de medula óssea em EDTA. Não enviar amostras coaguladas e/ou hemolisadas.

Exame: Pesquisa de Mutações no Gene da Nucleofosmina (NPM1), PCR, Sangue/Medula

Material: Sangue periférico ou medula óssea

Tubo: EDTA 4 ML

Quantidade: 01 tubo

Volume: 04 ML

Armazenamento: Refrigerado

Estabilidade: 48 horas

COLETA: Necessário o envio da amostra, acompanhado do pedido medico a amostra deve ser coletada em tubo de EDTA tampa roxa com volume entre 4-5ml de sangue total ou aspirado de medula óssea em EDTA. Não enviar amostras coaguladas e/ou hemolisadas.



www.dasa.com.br

Av. Juruá, 434
Alphaville, Barueri - SP,
06455-010

Exame: Pesquisa De Mutações No Gene Cebpa, Sequenciamento Sangue/Medula

Material: Sangue periférico ou medula óssea

Tubo: EDTA 4 ML

Quantidade: 01 tubo

Volume: 04 ML

Armazenamento: Refrigerado

Estabilidade: 48 Horas

COLETA: Necessário o envio da amostra, acompanhado do pedido medico a amostra deve ser coletada em tubo de EDTA tampa roxa com volume entre 4-5ml de sangue total ou aspirado de medula óssea em EDTA. Não enviar amostras coaguladas e/ou hemolisadas.